

Páska lepicí propustná pro plyny na uzavření Petriho misek

Elastická přilnavá páska propustná pro plyny, ideální pro uzavření Petriho misek s kulturami

- Elastická samolepicí páska vhodná k uzavření Petriho misek
- Propustná pro plyny, zajišťuje rovnoměrnou výměnu O₂ a CO₂
- Zvláště vhodná pro kultivaci aerobních bakterií, kvasinek nebo sazenic rostlin
- Chrání před kontaminací
- Teplotně stabilní

Technické parametry

Materiál:	PU
Teplotní rozsah:	-80 až +100 °C
Šířka (mm):	15,88
Délka (mm):	282,58



Páska pro uzavření Petriho misek

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Páska lepicí	100	R.AEA2.1