

Lednice LKUv 1613 MediLine | LIEBHERR

Laboratorní lednice s průhlednými dveřmi

- Vnější digitální ukazatel teploty
- Možnost uzamčení dvířek na klíč
- Možnost změnit stranu závěsů
- Vnitřní osvětlení chladicí části je zajištěno samostatně spínaným LED osvětlením
- Optická a akustická signalizace v případě poruchy a alarm po přerušení dodávky el. energie
- Typickými skladovanými produkty jsou výzkumné vzorky, činidla, laboratorní inventář
- Není vhodné v lednici skladovat chemicky nestabilní látky, krev, plazmu nebo jiné tělesné tekutiny pro účely infuze
- Spotřebič vyhovuje příslušným bezpečnostním předpisům a směrnicím EU 2006/42/ES, 2014/30/EU, 2009/125/ES a 2011/65/EU

Technické parametry

Užitný objem, celkem:	132 l
Rozsah teploty chladicí části:	+3 až +16 °C
Barva:	bílá
Materiál dveří:	izolační sklo
Výškově přestavitelné plochy:	3
Odkládací plochy chladicí části:	4
Zámek:	součást vybavení
Hluk-akustický výkon:	47 dB
Spotřeba energie za rok:	369 kWh/a
Napájení:	220 - 240 V, 50 Hz
Rozměry (š x h x v):	60,1 x 61,8 x 82 cm
Hmotnost:	43 kg
Záruka:	24 měsíců



Lednice LKUv 1613 MediLine



Lednice LKUv 1613 MediLine

Model	Balení (ks)	Katalogové číslo
Lednice LKUv 1613 MediLine	1	F999451