

### FastGene Western Blot Systém | NIPPON Genetics

FastGene Western Blot System je účinné zařízení pro šetrný přenos bílkovin z gelu na membránu

- Systém Western Blot obsahuje všechny potřebné komponenty pro spolehlivý přenos proteinů
- Pro blotování 2 gelů současně
- Snadný zamykací mechanismus
- Vana (PG05) a víko jsou kompatibilní se systémem FastGene® PAGE Protein System (PG01)
- Dodáváno s podrobnými pokyny pro úspěšné provedení přenosu a analýzy


### Technické parametry

Záruka pro firmy: 12 měsíců


Záruka pro spotřebitele: 24 měsíců



Kompletní sada western-blot-system (PG08)




Obecné nastavení Western Blot Systému



Rám s elektrodami



Konektor



P-LAB

Houba



P-LAB

Chladící vložka

Popis	Katalogové číslo
FastGene Western Blot Systém	N080108
Příslušenství	N080109

Obsah balení: 1x vana ([PG05](#)) a příslušenství ([PG09](#)): 1x rám s elektrodami, 2x konektory, 5x houba, 2x chladící vložka.