

## Datalogger 184 T3 | TESTO

Datalogger vhodný pro zaznamenávání teploty během přepravy

- Kapacita paměti záznamníku teploty je 40000 naměřených hodnot
- Příklad se obsluhuje intuitivně a lze jej použít bez speciálních školení nebo předchozích znalostí
- Tlačítko „Start“ spustí zaznamenávání dat a „Stop“ jej ukončí
- V každém dataloggeru je uložen konfigurační soubor, s jehož pomocí je možné snadno přístroj nakonfigurovat – bez stahování, instalace, bez rozhraní a dalších nákladů
- Ihned po připojení záznamníku do rozhraní USB počítače se automaticky vytvoří zpráva s údaji z přepravy ve formátu PDF, který je podle standardu PDF/A vhodný pro dlouhodobé archivování
- Záznamníky fungují bezpečně bez instalace nebo stažení softwaru a vyřeší tím Vaše problémy na úrovni IT jak bez firewallu tak i bez antiviru
- Příklad je ve shodě s GxP, 21 CFR Part 11, HACCP a EN 12830

## Technické parametry

Teplotní rozsah:	-35 až +70 °C
Rozlišení:	0,1 °C
Přesnost:	±0,5 °C
Interval měření:	1 min až 24 hod
Pouzdro:	plast (ABS)
Krytí :	IP 67
Rozhraní:	USB; NFC
Rozměry (š x h x v):	44 x 12 x 97 mm
Hmotnost:	44 g
Záruka pro firmy:	12 měsíců
Záruka pro spotřebitele:	24 měsíců
Upřesnění záruky:	nevztahuje se na baterie



Datalogger Testo 184 T3



Datalogger Testo 184 T3



Datalogger Testo 184 T3



Datalogger Testo 184 T3



Datalogger Testo 184 T3



Datalogger Testo 184 T3

Model	Katalogové číslo
Datalogger Testo 184 T3	R.CXC4.1

Součástí balení je záznamník teploty testo 184 T3, baterie, 1 ks oboustranné lepicí pásky pro jednoduché připevnění záznamníku a výstupní protokol z výroby.