

**PCR mikrozukmavka 0,2 ml | NIPPON Genetics**

Opticky čiré PCR mikrozukmavky 0,2ml s plochým nebo vydutým víčkem

- Vysoce kvalitní, stabilní, non-DNA-binding materiál
- Velmi dobře těsnící víčko zabraňuje odpařování a umožňuje pracovat s malými objemy
- Matná plocha pro označení
- Opticky čistý polypropylen, vhodný pro qPCR
- Bez DNáz, RNáz a lidské genomové DNA
- Kompatibilní se všemi běžnými přístroji

**Technické parametry**

Materiál:

PP



Popis	Víčko	Balení (ks)	Katalogové číslo
PCR mikrozukmavka 0,2 ml	Ploché	1000	N939002
PCR mikrozukmavka 0,2 ml	Vyduté	1000	N939003