

Anemometr termický 405i | TESTO

Přístroj pro měření objemového průtoku, rychlosti proudění a teploty

- Kompaktní profesionální měřicí přístroj z řady chytrých sond pro použití s chytrými telefony/tablety
- Teleskopická sonda, prodlužitelná až na 400 mm
- Snadná konfigurace průřezu kanálu (rozměry a geometrie) pro stanovení objemového průtoku
- Analýza a zasílání naměřených dat pomocí aplikace pro chytré sondy testo Smart App (aplikace je dostupná pro zařízení iOS a Android)
- V aplikaci testo Smart App lze pohodlně odečítat naměřené hodnoty, rychle a jednoduše nastavit měření objemového průtoku a spolehlivě určit časovou a bodovou střední hodnotu
- Protokoly měření lze zaslat rovnou emailem ve formátu *.pdf nebo *.xls

Technické parametry

Rozsah měření teploty:	-20 do +60 °C
Rozlišení měření teploty:	0,1 °C
Rozsah měření proudění:	0 do 30 m/s
Rozlišení měření proudění:	0,01 m/s
Přesnost měření proudění:	$\pm(0,1 \text{ m/s} + 5 \% \text{ z mv})$ (0 do 2 m/s) $\pm(0,3 \text{ m/s} + 5 \% \text{ z mv})$ (2 do 15 m/s)
Přesnost měření teploty:	$\pm 0,5 \text{ °C}$
Barva:	černá/oranžová
Rozměry (š x h x v):	200 x 30 x 41 mm
Hmotnost:	119,6 g
Záruka pro firmy:	12 měsíců
Záruka pro spotřebitele:	24 měsíců
Upřesnění záruky:	nevztahuje se na baterie



Termický anemometr 405i



Termický anemometr 405i



Termický anemometr 405i



Termický anemometr 405i



Termický anemometr 405i



Termický anemometr 405i



Termický anemometr 405i

Model	Balení (ks)	Katalogové číslo
Termický anemometr 405i	1	R.6014.1

Součástí balení je testo anemometr 405i, baterie a výstupní protokol z výroby.