

**PCR mikrozkumavky v proužku | NIPPON Genetics**

Opticky čiré PCR mikrozkumavky 8jamkové ve stripu

- Vysoce kvalitní, stabilní, non-DNA-binding materiál
- Opticky ultra čisté, vhodné pro qPCR
- Bez DNáz, RNáz a lidské genomové DNA
- Matná plocha pro označení
- Velmi dobře těsnící víčko zabraňuje odpařování a umožňuje pracovat s malými objemy
- Kompatibilní se všemi běžnými přístroji


**PCR mikrozkumavky v proužku 0,2 ml | NIPPON Genetics**

PCR mikrozkumavky 0,2 ml ve stripu s připojenými plochými/vydutými víčky nebo bez víček

Popis	Typ víčka	Balení (ks)	Katalogové číslo
PCR mikrozkumavky v proužku 0,2 ml	Vyduté připojené	120	N880211
PCR mikrozkumavky v proužku 0,2 ml	Ploché připojené	120	N880212
PCR mikrozkumavky v proužku 0,2 ml	Vyduté ve stripu	120	N880221
PCR mikrozkumavky v proužku 0,2 ml	Ploché ve stripu	120	N880222
PCR mikrozkumavky v proužku 0,2 ml bez víček	-	120	N880210
Víčka ve stripu pro 8-jamkové stripy bez víček	Vyduté ve stripu	120	N080221
Víčka ve stripu pro 8-jamkové stripy bez víček	Ploché ve stripu	120	N080222



P-LAB



P-LAB

## PCR mikrozkušavky v proužku 0,1 ml | NIPPON Genetics

PCR mikrozkušavky 0,1 ml ve stripu s připojenými plochými/vydutými víčky nebo bez víček

Popis	Typ víčka	Balení (ks)	Katalogové číslo
PCR mikrozkušavky v proužku 0,1 ml	Ploché připojené	120	N880112
PCR mikrozkušavky v proužku 0,1 ml	Ploché ve stripu	120	N880122
PCR mikrozkušavky v proužku 0,1 ml bez víček	-	120	N880110
Plochá víčka pro mikrozkušavky v proužku	Ploché ve stripu	120	N080122



P-LAB



P-LAB