

Akustický kryt pro lázně ELMASONIC s aktivním odsáváním | ELMA

Kryt pro ultrazvukové lázně, který redukuje provozní hluk v průměru o 85 %.

- Tichý ventilátor a optimální izolace pro zdravotně nezávadnou a tichou práci s ultrazvukovou lázní
- Ventilátor odvádí kondenzující vodu a vznikající výpary za zadní stranu krytu a brání přehřívání jeho vnitřního prostoru
- Dveře krytu a odklopitelné víko zajišťují snadný přístup k ultrazvukové lázni a čistěným předmětům
- Vnitřní LED osvětlení a skleněné dveře umožňují neustálé sledování čistícího procesu

Technické parametry

Materiál pláště:	nerez ocel
Napájení:	110 - 240 V, 50/60 Hz
Hmotnost:	18,9 kg - model ML, 26,2 kg - model XL

ML	545 x 530 x 525 mm	430 x 380 x 445 mm	10, 20, 30, 40, 60, 100, 120, 180	30, 60, 120, 180	30, 40, 60, 120, 180
XL	860 x 605 x 525 mm	710 x 450 x 445 mm	300	70, 300	80, 150, 300
Model	Rozměry vnější (š x d x v)	Rozměry vnitřní (š x d x v)	Pro modely Elmasonic Easy	Pro modely Elmasonic P	Pro modely Elmasonic Select



Akustický kryt - model LM



Akustický kryt - model LM s otevřenými dveřmi a odklopným víkem



Akustický kryt - model XL

Popis	Model	Katalogové číslo
Akustický kryt	ML	E111901

Akustický kryt	XL	E112306
----------------	----	---------