

Sáčky BagPage® | INTERSCIENCE


Sterilní sáčky s celoplošným filtrem vhodné zejména pro vláknité a pastovité vzorky

- Sáčky s filtrem umožňující okamžitou filtraci během homogenizace
- Pružné a transparentní sáčky ze zesíleného vícevrstvého komplexu odolné proti propíchnutí
- Velký otvor pro velmi snadné pipetování přímo ze sáčku
- Kompatibilní s drtivou většinou mixérů
- Odpovídají požadavkům ISO 7218, ISO 6887 a FDA BAM (Bacteriologic Analytical Manual) a jsou schváleny pro kontakt s potravinami dle Nařízení (EC) 1935/2004
- BagPage + s celoplošným mikroperforovaným filtrem
- BagPage F s nízkou pórovitostí filtru jsou ideální pro PCR a průtokovou cytometrii
- BagPage R s celoplošným filtrem z netkané textilie jsou určeny zejména pro pastovité vzorky
- BagPage XR jsou o 50 % silnější a mimořádně odolné - vhodné zejména pro tvrdé vzorky (např. ořechy)

Technické parametry

Teplotní odolnost: -40 až +80 °C

Sterilizace: gama zářením


 P-LAB


Sáček BagPage +


 P-LAB

Sáček BagPage F


 P-LAB

Sáček BagPage R


 P-LAB

Sáček BagPage XR

Sáček	Rozměry š x v (mm)	Celkový objem (ml)	Objem vzorku (ml)	Porozita filtru (µm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
BagPage +	95 x 180	100	5 - 50	280	20 x 25	M121025
BagPage +	190 x 300	400	50 - 300	280	20 x 25	M122025

BagPage +	250 x 380	2000	400 - 1500	280	10 x 25	M122200
BagPage +	380 x 600	3500	400 - 3500	280	10 x 10	M123010
BagPage F	190 x 300	400	50 - 300	63	20 x 25	M122325
BagPage R	190 x 300	400	50 - 300	< 250	20 x 25	M161025
BagPage XR	190 x 300	400	50 - 300	280	16 x 25	M122425