


Ochranná komora pro kultivaci buněčných kultur FastGene | NIPPON Genetics

Komora pro ochranu buněčných kultur v kultivačních nádobách

- Zajišťuje sterilní a ochranné prostředí pro buněčné kultury (a kultivační nádoby) během jejich přepravy z pracovního boxu do inkubátoru
- V případě, že je kultivační nádoba infikována, tak může dojít ke kontaminaci všech nádob v inkubátoru
- Kultivační komora tak poskytuje další ochranný štít uvnitř inkubátoru a zaručuje, že se případná infekce nepřenese na ostatní kultury - chrání tak Vaše buňky, ale i buňky vašich kolegů
- Komora je dodávána sterilní (sterilizace gama zářením)
- Vyměnitelný filtr vytváří ochrannou vrstvu propouštějící vzduch a vlhkost, ale brání průniku patogenů (např. bakterií a plísní)
- Kompatibilní s Petriho miskami, kultivačními lahvíčkami T25/T75 a 6-, 12-, 24- a 96-jamkovými destičkami
- Lze autoklávovat při max. teplotě 121 °C po dobu 15-20 minut (před autoklávováním vyjměte filtry)

Technické parametry

Materiál:	PC
Rozměry (d x š x v):	393 x 158 x 84 mm
Porozita filtru:	< 0,4 μm



Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Komora pro kultivaci buněčných kultur FastGene	1	N015050
Vyměnitelný filtr	4	N015051