

Lahvička kultivační | NEST


Sterilní lahvičky pro kultivaci buněčných kultur

- Lahvičky z čirého PS pro snadné pozorování narostlých kultur
- Stupnice a matná popisovací plocha na straně láhve
- Snadno stohovatelné
- K lahvičkám lze zvolit standardní víčka bez filtru nebo víčka s hydrofobním membranovým filtrem (0,22 µm)
- Víčka s filtrem jsou optimální pro výměnu plynů s minimálním rizikem kontaminace
- Bez DNáz/RNáz, nepyrogení, sterilizované E-paprskem (SAL=10⁻⁶)

Technické parametry

Materiál:

PS



Kultivační láhve pro suspenzní kultury | NEST


- Bez povrchové úpravy



Kultivační lahvičky bez povrchové úpravy

Kultivační láhve pro adherentní kultury | NEST

- Vnitřní povrch lahvičky uzpůsoben pro optimální adhezi a vysokou proliferaci buněk



Kultivační lahvičky s povrchovou úpravou