



Destička kultivační sterilní | NEST

Sterilní 6- až 384-jamkové destičky

- Každá jamka je označena písmenem a číslem pro snadnou orientaci
- Zkosený roh zaručuje jednoznačnou orientaci víčka
- Lehce stohovatelné
- Bez DNáz/RNáz, nepyrogenní, sterilizované E-paprskem ($SAL=10^{-6}$)

Technické parametry

Počet jamek	Kultivační plocha (cm ²)	Doporučený objem média (ml)
6	9,50	1,90 - 2,90
12	3,60	0,76 - 1,14
24	1,90	0,38 - 0,57
48	0,88	0,19 - 0,29
96	0,32	0,10 - 0,20
384	0,11	0,025 - 0,05



Kultivační destička s povrchovou úpravou pro tkáňové kultury | NEST

- Speciálně upravený povrch pro optimální adhezi buněk
- Destičky jsou balené jednotlivě nebo po 10 kusech

Jednotlivě					Po 10 ks				
Počet jamek	Typ dna	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo	Počet jamek	Typ dna	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
6	"F"	čirá	50	N703001	6	"F"	čirá	50	N703002
12	"F"	čirá	50	N712001	12	"F"	čirá	50	N712002
24	"F"	čirá	50	N702001	24	"F"	čirá	50	N702002
48	"F"	čirá	50	N748001	48	"F"	čirá	50	N748002
96	"F"	čirá	100	N701001	96	"F"	čirá	100	N701002
96	"U"	čirá	100	N701101	96	"U"	čirá	100	
96	"V"	čirá	100	N701201	96	"V"	čirá	100	
384	"F"	čirá	100	N761001	384	"F"	čirá	100	N761002
384	"F"	černá	100	N761301	384	"F"	černá	100	
384	"F"	bílá	100	N761601	384	"F"	bílá	100	

Kultivační destička bez povrchové úpravy | NEST

- Určena pro suspenzní kultury
- Destičky jsou balené jednotlivě nebo po 10 kusech

Jednotlivě					Po 10 ks				
Počet jamek	Typ dna	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo	Počet jamek	Typ dna	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
6	"F"	čirá	50	N703011	6	"F"	čirá	50	N703012
12	"F"	čirá	50	N712011	12	"F"	čirá	50	N712012
24	"F"	čirá	50	N702011	24	"F"	čirá	50	N702012
48	"F"	čirá	50	N748011	48	"F"	čirá	50	N748012
96	"F"	čirá	100	N701011	96	"F"	čirá	100	N701012
96	"U"	čirá	100	N701111	96	"U"	čirá	100	
96	"V"	čirá	100	N701211	96	"V"	čirá	100	
384	"F"	čirá	100	N761011	384	"F"	čirá	100	N761012
384	"F"	černá	100	N761311	384	"F"	černá	100	
384	"F"	bílá	100	N761611	384	"F"	bílá	100	