

Baňka Erlenmeyerova PETG | NEST

Sterilní baňky s plochým dnem vhodné pro kultivaci

- Varianta se standardním uzávěrem nebo s ventilačním uzávěrem s hydrofilním filtrem 0,22 µm pro výměnu plynů
- Jednotlivě balené baňky se snadno čitelnou stupnicí
- Bez DNáz/RNáz, nepyrogní, sterilizované E-paprskem

Technické parametry

Materiál baňky:

PETG

Materiál víčka:

HDPE



| Objem (ml) | Typ víčka | Výška (mm) | Průměr hrdla (mm) | Průměr dna (mm) | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|------------|------------|------------|-------------------|-----------------|-------------|------------------|
| 125 | bez filtru | 106,8 | 34 | 66 | 24 | N781001 |
| 125 | s filtrem | 106,8 | 34 | 66 | 24 | N781011 |
| 250 | bez filtru | 137,8 | 34 | 83 | 12 | N782001 |
| 250 | s filtrem | 137,8 | 34 | 83 | 12 | N782011 |
| 500 | bez filtru | 175,8 | 39 | 101 | 12 | N783001 |
| 500 | s filtrem | 175,8 | 39 | 101 | 12 | N783011 |
| 1000 | bez filtru | 213,3 | 39 | 127 | 6 | N784001 |
| 1000 | s filtrem | 213,3 | 39 | 127 | 6 | N784011 |

