


Testy na detekci lepku GlutenTox Pro

Pro snadnou a rychlou kontrolu přítomnosti lepku na výrobním zařízení, v surovinách a hotových produktech

- Testování založené na imunochromatografickém stanovení
- Bez potřeby speciálního laboratorního vybavení
- Detekce lepku z pšenice, ječmene, žita a ovsa
- Vysoká spolehlivost díky protilátkám G12 (selektivní odlišení imunotoxických peptidů)
- Výsledek za méně než 20 minut
- Certifikace AOAC
- Kit GlutenTox Pro obsahuje vybavení pro testování produktů i povrchů
- Kit GlutenTox Pro Surface obsahuje vybavení pouze pro testování povrchů



Certifikováno AOAC	Detekce protilátky G12	Vše v jedné sadě	Citlivost od 5 ppm	Rychlý test	Snadné použití

Popis	Balení	Katalogové číslo
Kit GlutenTox Pro	25 testů	L301101
Kit GlutenTox Pro Surface	50 testů	L301102