

KYSELINA KYANUROVÁ

Isocyanuric acid, 1,3,5-Triazine-2,4,6-trion, 1,3,5-Triazine-2,4,6-triol

CAS: 108-80-5


Vzorec: C₃H₃N₃O₃

- Tautomer kyseliny isokyanurové

Technické parametry

Molekulová hmotnost:

129,08



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %	100 g	R.23TY.1
min 98 %	250g	R.23TY.2
min 98 %	500 g	R.23TY.3