

Triko s potiskem aparatury - černé

Bavlněné tričko s originálním potiskem laboratorní aparatury

- Vyrobené z kvalitního příjemného materiálu - dobře se nosí
- Pánský i dámský střih
- Pro zpestření vašeho pracovního dne
- Každým tričkem přispějete 60 Kč na vzdělávací zařízení [Smiling Crocodile](#)

Trička jsou opět připravena v perfektní kvalitě! Pokud jste si tento vzor však zakoupili během první poloviny června, zřejmě se u něj mohly objevit [problémy s potiskem](#). V takovém případě nás neváhejte kontaktovat na info@p-lab.cz a tričko vám rádi vyměníme. Za vzniklé komplikace se omlouváme.

Technické parametry

Barva:	černá
Materiál:	100% česaná bavlna
Gramáž:	150 g/m ²



Triko s potiskem aparatury - černé pánské



Triko s potiskem aparatury - černé dámské

Pánské		Dámské	
Velikost	Katalogové číslo	Velikost	Katalogové číslo
S		S	P992411.S
M	P992408.M	M	P992411.M
L	P992408.L	L	P992411.L
XL	P992408.XL	XL	P992411.XL