

Triko s potiskem aparatury - bílé

Bavlněné tričko s originálním potiskem laboratorní aparatury

- Vyrobené z kvalitního příjemného materiálu - dobře se nosí
- Pánský i dámský střih
- Pro zpestření vašeho pracovního dne
- Každým tričkem přispějete 60 Kč na vzdělávací zařízení [Smiling Crocodile](#)

Technické parametry

Barva:	bílá
Materiál:	100% česaná bavlna
Gramáž:	150 g/m ²



Triko s potiskem aparatury - bílé pánské



Triko s potiskem aparatury - bílé dámské

Pánské		Dámské	
Velikost	Katalogové číslo	Velikost	Katalogové číslo
S		S	P992410.S
M	P992407.M	M	P992410.M
L	P992407.L	L	P992410.L
XL	P992407.XL	XL	P992410.XL