

Médium DMEM : F12 ROTI®-CELL

Optimální směs Ham's F12 a DMEM v poměru 1:1 pro kultivaci savčích buněk

- Základní médium pro aplikace bez séra nebo se sníženým obsahem séra
- Spojení Ham's F12 bohatého na vitamíny a stopové prvky s vysokou koncentrací živin v DMEM
- Po otevření spotřebujte do 6 až 8 týdnů

Technické parametry

Koncentrace glukózy:	3,151 g/l
HEPES:	15 mM
Obsah endotoxinů:	≤1 EU/ml
pH:	7,0 - 7,6
Skladování:	+2 až +8 °C v temnu



Popis	Balení	Katalogové číslo
DMEM : F12 CELLPURE®, bez glutaminu, s pyruvátem a HEPES, sterilní	500 ml	R.1TE5.1
DMEM : F12 CELLPURE®, s glutaminem, pyruvátem a HEPES, sterilní	500 ml	R.1YTP.1