

TBS pufr ROTI® Fair

TBS (Tris buffered saline) v tabletách nebo v prášku pro rychlou a pohodlnou přípravu roztoku pufru

- TBS je isotonický netoxický pufr, hojně využívaný v biochemii a molekulární biologii
- Připravený roztok může být sterilizován filtrací (0,22 µm) nebo autokládováním

**TBS pufr ROTI® Fair (pH 7,6) v tabletách**

Přesně předvážené tablety pro rychlou a pohodlnou přípravu roztoku TBS

- Roztok 1× TBS se připraví rozpuštěním jedné tablety v 500 ml vysoce čisté vody

Technické parametry

pH: 7,6 ±0,05

Teplota skladování: +4 °C (připravený roztok pufru)

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
TBS v tabletách (pH 7,6) 500 ml/tableta	10 tablet	blistr	R.1244.1
TBS v tabletách (pH 7,6) 500 ml/tableta	100 tablet	plast	R.1244.2



TBS ROTI-Fair

TBS pufr ROTI® Fair (pH 8,0) v sáčcích

Přesně předvážený prášek pro rychlou a pohodlnou přípravu roztoku TBS

- Roztok 1× TBS se připraví rozpuštěním obsahu jednoho sáčku v 1000 ml vysoce čisté vody

Technické parametry

pH:	8,0 ±0,05
Teplota skladování:	+4 °C (připravený roztok pufru)

Popis	Balení	Katalogové číslo
TBS v prášku (pH 8,0) 1000 ml/sáček	10 sáčků	R.1245.1



TBS ROTI-Fair

10x TBS pufr ROTI® Fair (pH 8,0) v sáčcích

Přesně předvážený prášek pro rychlou a pohodlnou přípravu roztoku TBS

- Roztok 10× TBS se připraví rozpuštěním obsahu jednoho sáčku v 1000 ml vysoce čisté vody

Technické parametry

pH:	8,0 ±0,05
Teplota skladování:	+4 °C (připravený roztok pufru)

Popis	Balení	Katalogové číslo
10x TBS v prášku (pH 8,0) 1000 ml/sáček	10 sáčků	R.1247.1



TBS ROTI-Fair