

## Jehla odběrová VACUETTE®

Sterilní jednorázové jehly pro rutinní odběry žilní krve

- Plně kompatibilní s odběrovými zkumavkami VACUETTE®
- Kvalitní ostří jehly snižuje pocit bolesti
- Jehly jsou na jednom konci opatřeny bezpečnostní chlopní
- Barevné odlišení jednotlivých průměrů jehel

## Technické parametry

Materiál: nerezová ocel



| Barva  | Vnější průměr<br>x délka (mm) | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|--------|-------------------------------|-------------|------------------|
| zelená | 0,8 x 25                      | 100         | L450072          |
| zelená | 0,8 x 38                      | 100         | L450076          |
| černá  | 0,7 x 25                      | 100         | L450071          |
| černá  | 0,7 x 38                      | 100         | L450075          |
| žlutá  | 0,9 x 38                      | 100         | L450077          |