

Jehla odběrová VACUETTE® Visio Plus

Sterilní jednorázové jehly s průsvitným okénkem pro optickou kontrolu úspěšné penetrace žíly

- Plně kompatibilní s odběrovými zkumavkami VACUETTE®
- Průsvitný plastový průzor - zobrazovací okénko se po úspěšné venepunkci a průtoku krve jehlou zbarví červeně
- Zaručuje bezpečný odběr krve pro pacienta a zároveň zajišťuje nejlepší možné pohodlí pro odběrový personál
- Kvalitní ostří jehly snižuje bolestivost při vpichu
- Barevné odlišení jednotlivých průměrů jehel



L450042



L450041



L450043

Barva	Vnější průměr x délka (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
zelená	0,8 x 25	100	L450042
černá	0,7 x 38	100	L450041
černá	0,7 x 25	100	L450043