

Špičky mikro ROTILABO | ROTH


Autoklárovatelné špičky k automatickým pipetám pro běžné použití

- Vyrobeny z necytotoxického vysoce čistého polypropylenu
- Extra hladký vnitřní povrch pro lepší výsledky pipetování
- Graduace pro rychlé ověření pipetovaného objemu
- Vyráběny v přísně kontrolovaných čistých prostorách
- Pro krabičky je dostupný i cenově výhodný refill systém, díky kterému lze špičky doplnit do krabiček a šetřit tak životní prostředí
- Špičky vhodné pro většinu pipet Socorex, Sartorius, BRAND, Eppendorf, Finnpipette®, Gilson a ROTH odpovídajících objemů
- Garantovaná čistota bez RNáz, DNáz, lidské DNA, PCR inhibitorů a pyrogenů
- Pokud si potřebujete ověřit jejich použitelnost pro vaši pipetu, napište nám, rádi vám zašleme vzorky

Technické parametry

Materiál:

PP




Špičky mikro ROTILABO



Špičky mikro ROTILABO 10 µl




Špičky mikro ROTILABO 20 µl



Špičky mikro ROTILABO 200 µl



Špičky mikro ROTILABO 1 000 ul



Refill špičky ROTILABO



Doplňování krabiček systémem refill

Objem (μl)	Délka (mm)	Graduace (μl)	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
0,1 - 10	31,2	2 a 10	čirá	96/krab.	R011001
0,1 - 10	31,2	2 a 10	čirá	10x96/krab.	R011002
0,1 - 10	31,2	2 a 10	čirá	10x96/refill	R011003
0,1 - 10	31,2	2 a 10	čirá	1 000/bal.	R011004
0,5 - 20	45,8	2 a 10	čirá	96/krab.	R052001
0,5 - 20	45,8	2 a 10	čirá	10x96/krab.	R052002
0,5 - 20	45,8	2 a 10	čirá	10x96/refill	R052003
0,5 - 20	45,8	2 a 10	čirá	1 000/bal.	R052004
20 - 200	53,4	10, 50 a 200	čirá	96/krab.	R202001
20 - 200	53,4	10, 50 a 200	čirá	10x96/krab.	R202002
20 - 200	53,4	10, 50 a 200	čirá	10x96/refill	R202003
20 - 200	53,4	10, 50 a 200	čirá	1 000/bal.	R202004
20 - 200	53,4	10, 50 a 200	žlutá	1 000/bal.	R202005
100 - 1 000	84,3	100, 500 a 1 000	čirá	96/krab.	R100101
100 - 1 000	84,3	100, 500 a 1 000	čirá	8x96/krab.	R100102
100 - 1 000	84,3	100, 500 a 1 000	čirá	5x96/refill	R100103
100 - 1 000	84,3	100, 500 a 1 000	čirá	500/bal.	R100104
100 - 1 000	84,3	100, 500 a 1 000	modrá	500/bal.	R100105