

### Držák nástěnný pro pipety

Nástěnný držák pro vertikální uložení 2 automatických mikropipet

- Vhodné pro pipety všech běžných značek
- Kompatibilní s jednokanálovými i vícekanálovými mikropipetami
- Pro úzké pipety lze horní část držáku zmenšit pomocí vložek, které jsou součástí balení

### Technické parametry

Materiál:

ABS



Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Držák nástěnný pro pipety	2	R.HYP6.1

Součástí balení jsou 2 ks montážních desek, 6 ks barevných podstavců a 6 ks barevných horních dílů, které lze libovolně kombinovat. Montážní materiál není součástí balení.