

Stojánek na pinzety ROTILABO®

Pro bezpečné skladování a sušení pinzet po čištění

- Lze přišroubovat vzhůru nohama pod poličku a ušetřit tak místo v laboratoři

Technické parametry

Materiál:	nerezová ocel 18/10 (1.4301), povrchová úprava ESD
Vnější rozměry (š × d × v):	60 x 185 x 135 mm



Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Stojánek na pinzety ROTILABO®	1	R.PX20.1