

Adhezní sklíčka HistoBond® +

Mikroskopická skla se speciálním adhezivním povrchem vhodná pro imunohistochemii a *in situ* hybridizaci

- Speciální povrch s kladným nábojem zajistí spolehlivé ukotvení preparátů
- Není nutná složitá a drahá aplikace lepidel
- Zabroušené hrany pod úhlem 90° pro snížení rizika pořezání
- Natištěná barevná plocha na jedné straně skla pro popis permanentním fixem
- Různé barvy popisovacích ploch nabízejí možnost snadného rozlišení podle preparátů, uživatelů apod.
- Sklíčka jsou dodávána mytá a připravená k okamžitému použití
- Odpovídají normě DIN ISO 8037-1
- Zdravotnický prostředek pro *in vitro* diagnostiku dle IVDD

Technické parametry

Materiál:	sodnovápenaté sklo
Rozměry:	26 x 76 mm
Tloušťka:	1 mm (± 0,05 mm)



Popis	Barva popisovací plochy	Balení (ks)	Katalogové číslo
Adhezní sklíčka HistoBond® +	bílá	100	R.PC66.1
Adhezní sklíčka HistoBond® +	žlutá	100	R.PC67.1
Adhezní sklíčka HistoBond® +	zelená	100	R.PC68.1
Adhezní sklíčka HistoBond® +	modrá	100	R.PC69.1
Adhezní sklíčka HistoBond® +	růžová	100	R.PC70.1
Adhezní sklíčka HistoBond® +	oranžová	100	R.PC71.1