

Váhy přesné PS R2 | RADWAG

Řada přesných vah s automatickou interní kalibrací a rozlišením 0,001 nebo 0,01 g a váživostí od 200 g do 10 kg

- Velký posvícený LCD displej s textovým informačním řádkem pro zobrazení zpráv a informací (např. název produktu, nebo hodnota táry)
- Přímý přístup k základním funkcím a databázím pomocí tlačítek klávesnice, čtyři programovatelné funkční klávesy
- Automatická interní kalibrace která zohledňuje změny okolní teploty a uplynutí časového intervalu
- Zvolit lze i manuální interní kalibrace, nebo kalibraci externím závažím třídy F1
- Počítání částic, vážení s tolerančním rozsahem (kontrolní vážení), procentní vážení, sčítání navážených hodnot, dynamické vážení
- Dózování (navažování vzorku pro dosažení jeho cílová hmotnosti), funkce stanovení hustoty kapalin a pevných látek, podvěsné vážení
- Funkce STATISTIKY pro údaje o počtu měření a hodnotách Max, Min, směrodatné odchylce, průměrné hodnotě atd.
- Funkce MAX registrující největší hodnotu hmotnosti, která se vyskytla na váze v průběhu vážení
- Paměť ALIBI (až 100 000 vážení) a databáze pro 10 uživatelů, 1 000 druhů zboží, 5 000 vážení a 100 hodnot táry
- Rozhraní RS-232 a USB pro připojení a sdílení dat, za příplatek lze objednat i s funkcí WIFI
- Konstrukce těla vah z ABS plastu, miska vah z nerez oceli
- Tiskový výstup s datem a časovým údajem, odpovídající protokolům podle GLP
- Neklouzající stavitelné nožičky a vodováha pro rovné usazení vah

Technické parametry

Doba stabilizace:	2 s - váhy s rozlišením 0,001 g 1,5 s - váhy s rozlišením 0,01 g
Rozměry misky:	128 x 128 mm - váhy s rozlišením 0,001 g 195 x 195 mm - váhy do s rozlišením 0,01 g
Komunikační rozhraní :	2 x RS 232, USB A, USB B
Podmínky prostředí:	10 až 40 °C, max 80 % RH
Napájení:	12 ÷ 16 V DC
Rozměry (š x h x v):	206 x 333 x 100 mm - váhy do váživosti 3 500 g 206 x 333 x 107 mm - váhy do váživosti větší než 3 500 g
Hmotnost:	3,9 kg - váhy s váživostí do 1 000 g 4,3 kg váhy s váživostí větší než 1 000 g



P-LAB

Přesná váha PS 200/2000.R2



P-LAB

Přesná váha PS 200/2000.R2 - boční pohled



P-LAB

Přesná váha PS 200/2000.R2 - komunikační rozhraní



P-LAB

Přesná váha PS 2100.R2.M

Model	Váživost (g)	Rozlišení (g)	Reprodukovatelnost (g) 5% Max / Max *	Linearita (g)	Katalogové číslo
PS 200/2000.R2	200 / 2 000	0,001 / 0,01	0,0005 / 0,001 0,005 / 0,01	±0,002 / ±0,02	L190200
PS 210.R2	210	0,001	0,0005 / 0,001	+mn0,002	L190210
PS 360.R2	360	0,001	0,0005 / 0,001	+mn0,002	L190360
PS 600.R2	600	0,001	0,0005 / 0,0015	±0,003	L190600
PS 750.R2	750	0,001	0,0005 / 0,0015	±0,003	L190750
PS 1000.R2	1 000	0,001	0,0005 / 0,0015	±0,003	L191000
PS 2100.R2.M	2 100	0,01	0,005 / 0,008	+mn0,02	L192100
PS 3500.R2.M	3 500	0,01	0,005 / 0,008	+mn0,02	L193500
PS 4500.R2.M	4 500	0,01	0,005 / 0,01	+mn0,02	L194500
PS 6100.R2.M	6 100	0,01	0,005 / 0,01	+mn0,02	L196100

* Přípustná reprodukovatelnost při navážce do 5 % maximální váživosti vah / při maximální navážce

Přesné váhy PS R2 dodáváme včetně síťového adaptéru a návodu.

Protiprůvanové kryty pro přesné váhy RADWAG

Kryty pro váhy s rozlišením 0,001 g s vážící miskou rozměru 128 x 128 mm

- Čtyřstranný skleněný protiprůvanový kryt bez horního víka pro snadný přístup k vážící misce
- Protiprůvanová komora č. 153 s posuvnými horními a bočními dveřmi pro použití v nepříznivých podmínkách

Technické parametry

Rozměry čtyřstranného protiprůvanového krytu (š x h x v):

160 x 160 x 80 mm

Rozměry protiprůvanové komory č. 153 (š x h x v):

191 x 194 x 200 mm

Popis	Katalogové číslo
Čtyřstranný protiprůvanový kryt	L190004
Protiprůvanová komora č. 153	L190153



Váha PS R2 se čtyřstranným protiprůvanovým krytem



Protiprůvanový kryt



Protiprůvanová komora č. 153