

Válcový stojan na zkumavky | HEATHROW SCIENTIFIC

Válcový stojan vhodný pro skladování zkumavek ve svislé poloze nebo pro míchání více vzorků na válcové míchačce najednou

- Umožňuje umístit větší množství zkumavek na válcovou míchačku (roller)
- Lze ponořit do ledové lázně
- Zkumavky se bezpečně zacvaknou do držáků, čímž je zajištěno jejich stabilní uchycení a vyrovnaní s osou otáčení válce
- Šetří čas, peníze a prostor
- Kompatibilní s většinou značek zkumavek

Technické parametry

Materiál: PP

Kapacita malého stojanu: 10 zkumavek na odběr krve o průměru 10 - 17 mm (3,5 až 7 ml)

Kapacita velkého stojanu: 10 zkumavek na odběr krve (10 ml) / standardní zkumavky o průměru 18 - 20 mm (15 ml)



Typ	Průměr (mm)	Délka (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Malý	65	239	3	U120957
Velký	65	279	3	U120956