

Lahvička kultivační pro suspenzní kultury s víčkem bez filtru | GREINER BIO-ONE

Sterilní kultivační lahvička s hydrofobním povrchem se standardním víčkem

- Široké šikmé hrdlo umožňuje snadný přístup k celé kultivační ploše
- Standardní bílé víčko bez filtru lze zcela uzavřít nebo nechat pootevřené ve ventilační poloze
- Popisovací plochy a stupnice po straně lahvičky
- Nepyrogní, bez detekovatelných DNáz, RNáz a lidské DNA, endotoxinů a cytotoxických látek

Technické parametry

Materiál: lahvička - speciálně povrchově upravený extra čistý PS, uzávěr - HDPE

Teplotní rozsah: -20 až +60 °C



Lahvička kultivační pro suspenzní kultury se standardním víčkem bez filtru | GREINER BIO-ONE

| Maximální objem (cm ³) | Pracovní objem (cm ³) | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|
| 50 | 5-10 | 10 | S401871.1 |
| 50 | 5-10 | 20 × 10 | S401871.2 |
| 250 | 15-38 | 5 | S401971.1 |
| 250 | 15-38 | 24 × 5 | S401971.2 |
| 650 | 20-85 | 4 | S402071.1 |
| 650 | 20-85 | 10 × 4 | S402071.2 |