

Kit pro izolaci plazmidové DNA FastGene Mini | NIPPON Genetics

Pro efektivní izolaci plazmidové "high copy" i "low copy" DNA v malém měřítku

- Spolehlivá izolace plazmidové DNA pomocí jednoduchého protokolu
- Vysoká výtěžnost a čistota izolované plazmidové DNA
- Kit obsahuje ready-to-use LB-Broth kapsle
- K dispozici extra malé balení pro vyzkoušení kitu

Technické parametry

Teplota skladování: 15-25 °C (pokojová teplota)



P-LAB

Kit N090402 pro izolaci plazmidové DNA FastGene Mini N090502



P-LAB

Kit N090502 pro izolaci plazmidové DNA FastGene Mini

Popis	Balení	Katalogové číslo
Kit pro izolaci plazmidové DNA FastGene Mini	4 izolace	N094302
Kit pro izolaci plazmidové DNA FastGene Mini	100 izolací	N090402
Kit pro izolaci plazmidové DNA FastGene Mini	300 izolací	N090502

Kit obsahuje: fastGene mP kolonky, 2 ml sběrné zkumavky, reuspenzační pufr (mP1), lyzační pufr (mP2), neutralizační pufr (mP3), promývací pufr 1 (mP4) a 2 (mP5), eluční pufr (mP6), lyofilizovanou RNázu