

## Kolonky pro purifikaci DNA - Gel/PCR NucleoSpin® | MACHEREY-NAGEL

Kolonky pro přečištění DNA z agarózových gelů i z PCR produktů (2 v 1)

- Doplnkové kolonky (žluté) pro [Kit pro purifikaci DNA - Gel/PCR NucleoSpin® | MACHEREY-NAGEL](#)
- Rychlý a jednoduchý kit pro purifikaci DNA fragmentů z agarózových gelů (< 400 µg) i z PCR produktů (< 400 µl)
- Purifikace DNA pomocí navázání na membránu, promytí a eluce
- Doba purifikace cca 10 minut (6 vzorků)
- Typická čistota (A260/A280): 1,8–1,9

### Technické parametry

Teplota skladování: 15-25 °C (pokojová teplota)



Kolonky pro purifikaci DNA - Gel/PCR NucleoSpin® | MACHEREY-NAGEL

Kolonky pro purifikaci DNA - Gel/PCR NucleoSpin® | MACHEREY-NAGEL

Popis	Balení	Katalogové číslo
Kolonky pro purifikaci DNA - Gel/PCR NucleoSpin®	50 ks	R.3K33.2
Kolonky pro purifikaci DNA - Gel/PCR NucleoSpin®	250 ks	R.3K33.1