

Kryozkumavka FastGene s vnějším/vnitřním šroubovacím uzávěrem | NIPPON Genetics

Zkumavky zamrazovací o objemu 1 a 2 ml se širokým hrdlem a možností vložit čárový kód

- Kvalitní kryozkumavky s vnějším či vnitřním šroubovacím uzávěrem pro dlouhodobé uchovávání vzorků buněk a tkání
- Sterilizované E-beam zářením, bez DNáz, RNáz a endotoxinů
- Se stupnicí na boku a popisovacím plochým víčkem
- Možnost sterilizace v autoklávu
- Vysoká odolnost vůči teplotám

Technické parametry


Materiál:	panenský PP
Teplotní rozsah:	−196 °C až +121 °C



Kryozkumavky FastGene s nebo vnitřním šroubovacím uzávěrem




Kryozkumavky FastGene s vnějším šroubovacím uzávěrem



Kryozkumavky FastGene s vnějším šroubovacím uzávěrem -
technický náčrtek s rozměry



Kryozkumavka FastGene s vnitřním šroubovacím uzávěrem



Kryozkumavky FastGene s vnitřním šroubovacím uzávěrem -
technický náčrtek s rozměry



Kryozkumavka FastGene s vnějším/vnitřním šroubovacím
uzávěrem | NIPPON Genetics

Objem (ml)	Typ uzávěru	Balení (ks)	Katalogové číslo
1	vnější	500	N038100
1	vnitřní	500	N038101
2	vnější	500	N038200
2	vnitřní	500	N038201

Identifikační vložka s 2D čárovým kódem pro kryozkumavky FastGene | NIPPON Genetics

2D barcode inserty pro snazší identifikaci vzorků v kryozkumavkách

- Po vložení do dna zkumavky barcody pevně drží a nevypadnou
- Odolné i vůči použití v tekutém dusíku

Technické parametry


Průměr (cm):

0,95

500	
Popis	Katalogové číslo
Identifikační vložka s 2D čárovým kódem pro mikrozukumavky FastGene	N038000



Identifikační vložka s 2D čárovým kódem pro mikrozukumavky
FastGene | NIPPON Genetics



Identifikační vložka s 2D čárovým kódem pro mikrozukumavky
FastGene | NIPPON Genetics