

## Rukavice do čistých prostor SMARTLine™ Sterile Light Nitrile 300 DI | SHIELD SCIENTIFIC

Sterilní dlouhé tenké jednorázové nitrilové rukavice v kartonovém balení pro čisté prostředí GMP třídy A/B

- Anatomický tvar pravé a levé ruky se zdrsňenými konečky prstů, balené v párech
- Nízký počet částic díky praní v deionizované vodě, následně sterilizovány gama zářením
- Jejich chemická odolnost odpovídá typu B (KPT) podle ISO 374-1:2016+A1:2018
- Rukavice jsou testovány podle ISO 374-5:2016 na průnik virů
- Klasifikovány jako ochranné rukavice (kategorie III) a zdravotnický prostředek (třída I)
- Rukavice jsou nepudrované a neobsahují proteiny přírodního latexu, jsou tak vhodné pro uživatele trpící alergií
- Jednotlivé páry jsou baleny v PE odtrhvacím sáčku, 20 párů je uzavřeno ve dvou zatavených PE sáčcích
- V kartonu je 10 sáčků v zavázané kartonové vložce
- Balení rukavic odpovídá požadavkům na procesy pro čisté prostory
- Vyžádejte si vzorek rukavic zdarma!

### Technické parametry

Materiál:	nitrilový kaučuk (NBR)
Délka :	300 mm
Nominální tloušťka dlaň / prst:	0,09 / 0,12 mm
Pevnost dle EN 455-2:	≥ 6 N
Nepropustnost podle EN 374-2:	AQL 1,0
Počet částic ≥ 0,5 μm :	< 3 000 / cm <sup>2</sup> (typicky 2 100 / cm <sup>2</sup> )
Třída čistoty:	ISO 5
Úroveň sterility (SAL):	10 <sup>-6</sup>
Barva:	bílá
Kategorie zdrav. prostředku:	MDR class I (EU 2017/745)



P-LAB

Rukavice do čistých prostor SMARTLine™ Sterile Light Nitrile 300 DI



P-LAB

Rukavice do čistých prostor SMARTLine™ Sterile Light Nitrile 300 DI



Rukavice do čistých prostor SMARTLine™ Sterile Light Nitrile 300 DI



Karton rukavic SMARTLine™ Sterile Light Nitrile 300 DI

Velikost	Balení (pár)	Katalogové číslo
XS	200	S020631
S	200	S020632
M	200	S020633
L	200	S020634
XL	200	S020635
XXL	200	S020636