

Rukavice do čistých prostor SMARTLine™ Sterile Latex 400 DI | SHIELD SCIENTIFIC

Sterilní dlouhé jednorázové latexové rukavice v kartonovém balení pro čisté prostředí GMP třídy A/B

- Anatomický tvar pravé a levé ruky se zdrsňenými konečky prstů, balené v párech
- Nízký počet částic díky dodatečnému praní v deionizované vodě, následně sterilizovány gama zářením
- Prodloužená délka rukavic splňuje podmínky kontroly kontaminace vyžadované GMP přílohou 1
- Chemická odolnost rukavic odpovídá typu B (KPT) podle ISO 374-1:2016+A1:2018
- Rukavice jsou testovány podle ISO 374-5:2016 na průnik virů
- Klasifikovány jako ochranné rukavice (kategorie III) a zdravotnický prostředek (třída I)
- Rukavice jsou nepudrované a mají speciálně snížený obsah latexového proteinu pro zmenšení rizika alergické reakce
- Jednotlivé páry jsou baleny v PE odtrhávacím sáčku, 20 párů je uzavřeno ve dvou zatavených PE sáčcích
- V kartonu je 8 sáčků v zavázané kartonové vložce
- Balení rukavic odpovídá požadavkům na procesy pro čisté prostory
- Vyžádejte si vzorek rukavic zdarma!

Technické parametry

Materiál:	přírodní latex
Délka :	400 mm
Nominální tloušťka dlaň / prst:	0,20 / 0,21 mm
Pevnost dle EN 455-2:	≥ 6 N
Nepropustnost podle EN 374-2:	AQL 1,0
Počet částic ≥ 0,5 μm :	< 3 000 / cm ² (typicky 2 100 / cm ²)
Třída čistoty:	ISO 5
Úroveň sterility (SAL):	10 ⁻⁶
Barva:	přírodní
Kategorie zdrav. prostředku:	MDR class I (EU 2017/745)


 P-LAB

Rukavice do čistých prostor SMARTLine™ Sterile Latex 400 DI


 P-LAB

Rukavice do čistých prostor SMARTLine™ Sterile Latex 400 DI



Rukavice do čistých prostor SMARTLine™ Sterile Latex 400 DI



Karton rukavic SMARTLine™ Sterile Latex 400 DI

Velikost	Balení (pár)	Katalogové číslo
XS	160	S020451
S	160	S020452
M	160	S020453
L	160	S020454
XL	160	S020455
XXL	160	S020456