

Rukavice SHIELDskin XTREME™ Sterile Latex 300 DI | SHIELD SCIENTIFIC

Sterilní jednorázové prané latexové rukavice standardní délky v kartonovém balení pro čisté prostředí GMP třídy A/B

- Anatomický tvar pravé a levé ruky se zdrsňenými konečky prstů, balené v párech
- Nízký počet částic díky dodatečnému praní v deionizované vodě, následně sterilizovány gama zářením
- Chemická odolnost rukavic odpovídá typu B (KPT) podle ISO 374-1:2016+A1:2018
- Rukavice jsou testovány podle ISO 374-5:2016 na průnik virů
- Klasifikovány jako ochranné rukavice (kategorie III) a zdravotnický prostředek (třída I)
- Rukavice jsou nepudrované a mají speciálně snížený obsah latexového proteinu pro zmenšení rizika alergické reakce
- Jednotlivé páry jsou baleny v PE odtrhacím sáčku, 20 párů je uzavřeno ve dvou zatavených PE sáčcích
- V kartonu je 10 sáčků v zavázané kartonové vložce
- Balení rukavic odpovídá požadavkům na procesy pro čisté prostory
- Vyžádejte si vzorek rukavic zdarma!

Technické parametry

| | |
|---------------------------------|--|
| Materiál: | přírodní latex |
| Délka : | 300 mm |
| Pevnost dle EN 455-2: | ≥ 6 N |
| Nominální tloušťka dlaň / prst: | 0,18 / 0,20 mm |
| Nepropustnost podle EN 374-2: | AQL 0,65 |
| Počet částic ≥ 0,5 μm : | < 3 000 / cm ² (typicky 1 100 / cm ²) |
| Třída čistoty: | ISO 5 |
| Úroveň sterility (SAL): | 10 ⁻⁶ |
| Obsah latexového proteinu: | ≤ 50 μg/g (typicky ≤ 30 μg/g) |
| Barva: | přírodní |
| Kategorie zdrav. prostředku: | MDR class I (EU 2017/745) |



Rukavice SHIELDskin XTREME™ Sterile Latex 300 DI



Rukavice SHIELDskin XTREME™ Sterile Latex 300 DI



Rukavice SHIELDskin XTREME™ Sterile Latex 300 DI

| Velikost | Balení (pár) | Katalogové číslo |
|----------|--------------|------------------|
| 5,5 | 200 | S695551 |
| 6 | 200 | S695552 |
| 6,5 | 200 | S695553 |
| 7 | 200 | S695554 |
| 7,5 | 200 | S695555 |
| 8 | 200 | S695556 |
| 8,5 | 200 | S695557 |
| 9 | 200 | S695558 |
| 10 | 200 | S695559 |