

Rukavice SHIELDskin XTREME™ Sterile White Nitrile 600 DI+ | SHIELD SCIENTIFIC

Sterilní jednorázové třikrát prané latexové extra dlouhé rukavice v kartonovém balení pro čisté prostředí GMP třídy A/B

- Anatomický tvar pravé a levé ruky se zdrsňenými konečky prstů, balené v párech
- Trojnásobné praní v deionizované vodě výrazně snižuje množství částic na jejich povrchu, následně sterilizovány gama zářením
- Chemická odolnost rukavic odpovídá typu B (KPT) podle ISO 374-1:2016+A1:2018
- Rukavice jsou testovány podle ISO 374-5:2016 na průnik virů
- Klasifikovány jako ochranné rukavice (kategorie III) a zdravotnický prostředek (třída I)
- Nepudrované rukavice neobsahují proteiny přírodního latexu, jsou tak vhodné pro uživatele trpící alergií
- Jednotlivé páry jsou baleny v PE odtrhávacím sáčku, 20 párů je uzavřeno ve dvou zatavených PE sáčcích
- V kartonu je 5 sáčků v zavázané kartonové vložce
- Balení rukavic odpovídá požadavkům na procesy pro čisté prostory
- Vyžádejte si vzorek rukavic zdarma!

Technické parametry

Materiál:	nitrilový kaučuk (NBR)
Délka :	600 mm
Nominální tloušťka dlaň / prst:	0,17 / 0,20 mm
Pevnost dle EN 455-2:	≥ 6 N
Nepropustnost podle EN 374-2:	AQL 0,65
Počet částic ≥ 0,5 μm :	< 1 200 / cm ² (typicky 1 000 / cm ²)
Třída čistoty:	ISO 5
Úroveň sterility (SAL):	10 ⁻⁶
Barva:	bílá
Kategorie zdrav. prostředku:	MDR class I (EU 2017/745)



Rukavice SHIELDskin XTREME™ Sterile White Nitrile 600 DI+



Rukavice SHIELDskin XTREME™ Sterile White Nitrile 600 DI+



Rukavice SHIELDskin XTREME™ Sterile White Nitrile 600 DI+

Velikost	Balení (pár)	Katalogové číslo
5,5	100	S698781
6	100	S698782
6,5	100	S698783
7	100	S698784
7,5	100	S698785
8	100	S698786
8,5	100	S698787
9	100	S698788
10	100	S698789