

DNA markery fluorescenční


DNA markery s vysoce senzitivním fluorescenčním barvivem

- Předpřipravené pro přímé nanášení do gelu, sledovací barviva: oranž G, xylencyanol FF
- Fluorescenční barvivo SYBR® Green I je kompatibilní s UV i i blue-light transiluminátory
- Markery jsou dodávány v lyofilizované formě

Technické parametry

Teplota skladování:

−20 °C




DNA marker 100 bp-DNA-Ladder fluorescenční

DNA marker s 11 fragmenty o celkovém rozsahu 100 – 1 500 bp

- Předpřipravený pro přímé nanášení do gelu, sledovací barviva: oranž G, xylencyanol FF
- Fluorescenční barvivo SYBR® Green I je kompatibilní s UV i i blue-light transiluminátory
- Marker je dodáván v lyofilizované formě (52,2 µg/500 µl)
- Doporučený nanášecí objem: 5 µl na jamku

Popis	Balení	Katalogové číslo
DNA marker 100 bp fluorescenční	500 µl	R.3TP7.1




DNA marker 100 bp fluorescenční

DNA marker 1 kb-Plus-DNA-Ladder fluorescenční

DNA marker s 19 fragmenty o celkovém rozsahu 100 – 10 000 bp

- Předpřipravený pro přímé nanášení do gelu, sledovací barviva: bromfenolová modř, oranž G, xylencyanol FF
- Fluorescenční barvivo SYBR® Green I je kompatibilní s UV i s blue-light transiluminátory
- Marker je dodáván v lyofilizované formě (87 µg/500 µl)
- Doporučený nanášecí objem: 5 µl na jamku

Popis	Balení	Katalogové číslo
DNA marker 1 kbp-DNA-Ladder fluorescenční	500 µl	R.3TP8.1



DNA marker 1 kbp-DNA-Ladder fluorescenční