

Univerzální inokulační rotátor UIS-360 | BIOSAN

Automatický rotační inokulátor pro efektivní roztírání mikrobiálních vzorků na kultivační média

- Všestranné laboratorní zařízení pro efektivní a konzistentní roztírání mikrobiálních vzorků na kultivační média
- Poskytuje plynulou a rovnoměrnou rotaci pro rozprostření vzorků po povrchu agarů (zvyšuje efektivitu i reprodukovatelnost)
- Vhodný pro rutinní kultivaci a izolaci mikroorganismů, testování citlivosti na antibiotika, detekci patogenů, vyukové účely, a další
- Možnost dokoupit volitelný nožní spínač pro bezdotykové ovládání, ochranný kryt proti rozstříku a výměnnou kruhovou platformu
- Kompaktní rozměry a nízká hmotnost usnadňují manipulaci i použití v terénu

Technické parametry

Kompatibilita:	univerzální platforma U-150 pro čtvercové petriho misky až do 125 × 125 mm a kulaté petriho misky o průměru 90, 105, 150 mm kulatá platforma P-90 pro kulaté petriho misky o průměru 90 a 105 mm
Rozsah otáček:	10 - 300 rpm
Provozní režim:	kontinuální provoz nebo aktivní kontrola nožním spínačem
Max. doba chodu:	168 hod
Napájení:	12V, lze napájet z powerbanky nebo bateriového zdroje
Rozměry (š × h × v):	170 × 190 × 110 mm (bez krytu) 200 × 190 × 240 mm (s krytem)
Hmotnost:	0,85 kg
Záruka pro spotřebitele:	24 měsíců
Záruka pro firmy:	12 měsíců



Univerzální inokulační rotátor UIS-360 | BIOSAN



Univerzální inokulační rotátor UIS-360 | BIOSAN



Univerzální inokulační rotátor UIS-360 | BIOSAN

Popis	Balení	Katalogové číslo
Univerzální inokulační rotátor UIS-360	1 ks	P036000

Rotační inokulátor je v základu dodáván s univerzální platformou U-150.

Příslušenství pro univerzální inokulační rotátor UIS-360 | BIOSAN

Výměnná platforma, ochranný štít a nožní spínač pro maximální efektivitu a bezpečnost

- Volitelné příslušenství pro univerzální inokulační rotátor UIS-360

Popis	Balení	Katalogové číslo
Univerzální platforma U-150	1 ks	P036101
Kulatá platforma P-90	1 ks	P036102
Nožní spínač FS-1	1 ks	P036103
Ochranný kryt PS	1 ks	P036104

Kulatá platforma P-90 pro petriho misky o průměru 90 nebo 105 mm.



P-LAB

Příslušenství pro univerzální inokulační rotátor UIS-360 | BIOSAN - Kulatá platforma P-90



P-LAB

Příslušenství pro univerzální inokulační rotátor UIS-360 | BIOSAN - Nožní spínač



Příslušenství pro univerzální inkubační rotátor UIS-360 | BIOSAN -
Ochranný kryt