

Transiluminátor FastGene Slim Blue/Green View | NIPPON Genetics

Oboustranný kompaktní LED transiluminátor 2v1 pro vizualizaci nukleových kyselin i proteinů

- 2 zdroje světla v jednom kompaktním, lehkém a přenosném přístroji
- Jedna strana pro vizualizaci nukleových kyselin, druhá pro vizualizaci proteinů
- Blue/Green LED pro vizualizaci nukleových kyselin za použití běžných barviv (MIDORI^{Green}, SYBRTMSafe, GelRed[®], ethidium bromid)
- Bílé LED světlo pro vizualizaci proteinů (barvení Coomassie, další kolorimetrické vzorky a také petriho misky s koloniemi)
- Oranžový ochranný štít pro pohodlné vyřezávání z gelu bez použití brýlí
- Životnost LED diod je pětikrát delší než UV výbojky
- Ideální pro laboratorní praktika a výukové účely

Technické parametry

Filtr:	oranžový (amber)
Světelný zdroj:	blue/green (1. strana) bílý LED (2. strana)
Vlnová délka:	495 nm (blue/green)
Rozměry prohlížené plochy :	15,3 × 15,3 cm
Výška:	15,6 mm
Hmotnost:	935 g
Záruka pro firmy:	12 měsíců
Záruka pro spotřebitele:	24 měsíců



Double-sided 2-in-1 Transilluminator
For gel analysis & band excision

Side 1
Blue/Green View LED



- For red, green or yellow fluorescent DNA/RNA dyes
- For fluorescent proteins

Side 2
White LED




- For colorimetric gels, Coomassie gels, and colony plates



Transiluminátor FastGene Slim Blue/Green View | NIPPON Genetics Transiluminátor FastGene Slim Blue/Green View | NIPPON Genetics

Clear Band Visualisation
Includes amber-coloured filter shield



Transiluminátor FastGene Slim Blue/Green View | NIPPON Genetics

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Transiluminátor FastGene Slim Blue/Green View	1	N067080

Přístroje dodáváme s ochranným oranžovým štítem, síťovým adaptérem, napájecím kabelem a QR kódem pro přístup k manuálu.