

KYSELINA CHLORISTÁ**CAS:** 7601-90-3**Vzorec:** HClO₄**Technické parametry**

Molekulová hmotnost:	100,46
Bezp. věty (GHS):	H271-H314-H290

KYSELINA CHLORISTÁ**Technické parametry**

Hustota: 1,688 g·cm⁻³

Čistota	Balení	Katalogové číslo
70 %, p.a.	500 ml	R.9216.1
70 %, p.a.	1 l	R.9216.2

KYSELINA CHLORISTÁ p.a.

Čistota	Balení	Katalogové číslo
70-72 %, p.a.	1 l	K 11101

KYSELINA CHLORISTÁ 70% ROTIPURAN® SUPRA**Technické parametry**

Obsah:	65-71 %
Obsah kovových příměsí :	max 0,5-1,0 ppb

Čistota	Balení	Katalogové číslo
supra čistá, ppb kvalita	500 ml	R.HN51.1
supra čistá, ppb kvalita	1 l	R.HN51.3
supra čistá, ppb kvalita	2,5 l	R.HN51.4

KYSELINA CHLORISTÁ 70% ROTIPURAN® ULTRA

Technické parametry

Obsah: 65-71 %

Obsah kovových příměsí : ppt hladina, viz specifikace

Čistota	Balení	Katalogové číslo
ultra čistá, ppt kvalita	250 ml	R.HN61.2
ultra čistá, ppt kvalita	500 ml	R.HN61.1
ultra čistá, ppt kvalita	1 l	R.HN61.3