

**BES PUFFERAN®**

kyselina N,N-bis-(2-hydroxyethyl)-2-aminoethansulfonová


**CAS:** 10191-18-1**Vzorec:** C<sub>6</sub>H<sub>15</sub>NO<sub>5</sub>S**Technické parametry**

Molekulová hmotnost:

213,26

Bezp. věty (GHS):

H315-H319



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %	25 g	R 91341
min 99 %	100 g	R 91342
min 99 %	250 g	R 91343
min 99 %	500 g	R 91344