


KYSELINA KAPRINOVÁ

kyselina dekanová, kyselina kaprová

CAS: 334-48-5**Vzorec:** C₁₀H₂₀O₂**Technické parametry**

Molekulová hmotnost:	172,27
Hustota:	0,89 g·cm ⁻³
Bezp.věty (GHS):	H315-H319-H335
Teplota skladování:	+4 °C



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, pro syntézu	100 g	K 54501
min 98 %, pro syntézu	500 g	R.8797.3
min 98 %, pro syntézu	1 kg	R.8797.2
ROTICHROM® GC min 99 % referenční látka pro plynovou chromatografii	1 g	R.3164.1