


KYSELINA MYRISTOVÁ

kyselina tetradekanová

CAS: 544-63-8**Vzorec:** C₁₄H₂₈O₂**Technické parametry**

Molekulová hmotnost:	228,38
Bezp. věty (GHS):	H315
Teplota skladování:	+4 °C



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, pro biochemii	100 g	R.6469.2
min 98 %, pro biochemii	500 g	R.6469.3
min 98 %, pro biochemii	1 kg	K 65501