

Mikrozkumavka centrifugační 5,0 ml | SSI

Barevné a sterilní "PCR clean" centrifugační mikrozkumavky s připojeným víčkem a stupnicí

- Ploché víčko se zdrsňeným povrchem a velká popisovací plocha na stěně
- Číré zkumavky ve sterilním a nesterilním provedení, barevné zkumavky pouze nesterilní
- Společné balení barevných mikrozkumavek - každá barva v samostatném sáčku
- Sterilní číré mikrozkumavky bez RNáz, DNáz, DNA, a PCR inhibitorů
- Balení v praktických stojících sáčcích

Technické parametry

Materiál:	PP
Teplotní rozsah:	-80 až 100 °C (-80 až 80 °C, pokud byly autoklávovány)
Rozměry:	průměr 16 mm, výška 58 mm
Maximální přetížení úhlových rotorů:	25 000 g



www.p-lab.cz

Mikrozkumavka centrifugační 5,0 ml čírá



www.p-lab.cz

Mikrozkumavky centrifugační 5,0 ml barevné



www.p-lab.cz

Mikrozkumavky v balení po 50 ks

Popis	Sterilita	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
Mikrozkumavky 5 ml	ne	čírá	200 (2 × 100)	U141000
Mikrozkumavky 5 ml	ne	červená	50	U141009.R

Mikrozkumavky 5 ml	ne	modrá	50	U141009.M
Mikrozkumavky 5 ml	ne	žlutá	50	U141009.Y
Mikrozkumavky 5 ml	ne	zelená	50	U141009.Z
Mikrozkumavky 5 ml	ne	červená, modrá, žlutá, zelená	200 (4 × 50)	U141009.S
Mikrozkumavky 5 ml	ano	čirá	1000 (20 × 50)	U141050