

ROTI®-AQUA-FENOL

Nasycený vodný roztok, pro izolaci RNA, pod argonem

- Optimální pro procedury, které vyžadují nižší pH fenolu
- Vhodný např. pro izolaci RNA, snižuje obsah DNA kontaminantů v eluátu RNA
- Ideální též pro individuální úpravu pH, roztok dodáváme ve větších lahvích pro případné přidání TE pufru

Technické parametry

Bezpečnostní věty (GHS):	H301+H311+H331-H314-H341-H373-H411
Hustota:	1,06 g·cm ⁻³
pH:	4,5-5,0
Teplota skladování:	+4 °C Chraňte před světlem! Před použitím neprotřepávejte!



Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
redestilovaný	100 ml	sklo	R 19802
redestilovaný	250 ml	sklo	R 19801
redestilovaný	500 ml	sklo	R 19803