

ROTI®-FENOL (roztok v TE puftru)

Redestilovaný fenol, ekvilibrovaný v TRIS/EDTA puftru, pod argonem, pro izolaci nukleových kyselin

- Kvalitní fenol té nejvyšší čistoty

Technické parametry

| | |
|---------------------|--|
| Bezp. věty (GHS): | H301+H311+H331-H314-H341-H373-H411 |
| Hustota: | 1,06 g·cm ⁻³ |
| pH: | 7,5-8,0 |
| Teplota skladování: | +4 °C Chraňte před světlem! Před použitím neprotřepávejte! |



| Čistota | Balení | Obal | Katalogové číslo |
|--------------------------|--------|------|------------------|
| pro molekulární biologii | 100 ml | sklo | R 00381 |
| pro molekulární biologii | 250 ml | sklo | R 00382 |
| pro molekulární biologii | 500 ml | sklo | R 00383 |
| pro molekulární biologii | 1 l | sklo | R.0038.4 |