

**HOŘČÍK****CAS:** 7439-95-4**Vzorec:** Mg**Technické parametry**

Atomová hmotnost:	24,31
Bezp. věty (GHS):	H228-H261-H252
Sušidlo vhodné pro:	alkoholy



Hořčík

**HOŘČÍK**

Čistota	Balení	Katalogové číslo
pro Grignardovu reakci, min. 99,0%	250 g	H 05302

**HOŘČÍK**

Čistota	Obal	Balení	Katalogové číslo
Pásky 0,2 x 3 mm min 99,5 %, cca 25 g	krabice	1 role	R 44681
Prach <75 µm min 99,8 %	plast	100 g	R.CP20.1
Prach <75 µm min 99,8 %	plast	500 g	R.CP20.2
Dle Grignarda, pro syntézu min 99,9 %	plech	250 g	R.AE61.1
Dle Grignarda, pro syntézu min 99,9 %	plech	500 g	R.AE61.2
Dle Grignarda, pro syntézu min 99,9 %	plech	1 kg	R.AE61.3

ROTI® METIC 99,99 % (4N)	plast HDPE	10 g	R.1L6K.1
ROTI® METIC 99,99 % (4N)	plast HDPE	50 g	R.1L6K.2