

Normalal DICHROMAN DRASELNÝ**CAS:** 7778-50-9**Vzorec:** $K_2Cr_2O_7$ **Technické parametry**

Bezpečnostní věty (GHS):

H272-H340-H350-H360FD-H301-H330-H334-H372-H314-H312-H317-H410

Koncentrace	Molarita (mol/l)	Balení	Katalogové číslo
N/100	1/600	1 ampule	N 03601
N/10	1/60	1 ampule	N 03602
N/2	1/12	1 ampule	N 03604