

CITRONAN SODNÝ DIHYDRÁT

terciární, dihydrát citronanu trisodného

CAS: 6132-04-3

Vzorec: $C_6H_5Na_3O_7 \cdot 2 H_2O$


Technické parametry

Molekulová hmotnost:

294,10

Hustota:

1,76 g·cm⁻³



CITRONAN SODNÝ DIHYDRÁT

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, p.a.	500 g	C 06102
min 99 %, p.a.	1 kg	C 06101

CITRONAN SODNÝ DIHYDRÁT

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, Ph.Eur.	500 g	R.4088.3
min 99 %, Ph.Eur.	1 kg	R.4088.1
min 99 %, Ph.Eur.	5 kg	R.4088.2
min 99 %, Ph.Eur.	25 kg	R.4088.5
min 99 %, p.a., ACS	250 g	R.3580.4
min 99 %, p.a., ACS	500 g	R.3580.3
min 99 %, p.a., ACS	1 kg	R.3580.1
min 99 %, p.a., ACS	5 kg	R.3580.2
min 99 %, p.a., ACS	25 kg	R.3580.5

CELLPURE® min 99 % pro buněčné kultury a biochemii	250 g	R.HN12.1
CELLPURE® min 99 % pro buněčné kultury a biochemii	500 g	R.HN12.2
CELLPURE® min 99 % pro buněčné kultury a biochemii	1 kg	R.HN12.3
CELLPURE® min 99 % pro buněčné kultury a biochemii	2,5 kg	R.HN12.4