

Láhev pro média silnostěnná úzkohrdlá PC | AZLON

Opakovaně použitelná čirá láhev pro média s modrým šroubovacím víčkem bez vnitřních těsnících vložek

- Nerozbitná, dokonale těsnící láhev s bílou orientační stupnicí
- Ideální pro přípravu a uchovávání biologických médií, reagensů a vodných roztoků
- Láhev lze opakovaně autoklávovat při teplotě 121 °C - výrobce doporučuje nepřekročit 10 autoklávovacích cyklů

Technické parametry

Materiál láhve:	čirý PC
Materiál víčka:	modře probarvený PP



Láhev pro média PC úzkohrdlá

Objem (ml)	Výška (mm)	Vnější průměr (mm)	Vnitřní průměr hrdla (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
500	175	81	28	12	S220500
1 000	216	97	28	12	S221001