

DIHYDROGENFOSFOREČNAN SODNÝ DIHYDRÁT

dihydrát primárního fosforečnanu sodného

CAS: 13472-35-0**Vzorec:** $\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot 2 \text{H}_2\text{O}$ **Technické parametry**

Molekulová hmotnost:	156,01
Hustota:	1,91 g·cm ⁻³

DIHYDROGENFOSFOREČNAN SODNÝ DIHYDRÁT

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, čistý	1 kg	D 03301
min 99 %, p.a.	500 g	D 03101
min 99 %, p.a.	1 kg	D 03102

DIHYDROGENFOSFOREČNAN SODNÝ DIHYDRÁT

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, Ph.Eur., USP	500 g	R.2370.3
min 98 %, Ph.Eur., USP	1 kg	R.2370.1
min 98 %, Ph.Eur., USP	2,5 kg	R.2370.2
min 98 %, Ph.Eur., USP	25 kg	R.2370.5
min 99 %, p.a. pro molekulární biologii	500 g	R.T879.1
min 99 %, p.a. pro molekulární biologii	1 kg	R.T879.2
min 99 %, p.a. pro molekulární biologii	2,5 kg	R.T879.3
min 99 %, p.a. pro molekulární biologii	25 kg	R.T879.5